

NSK

جهاز مراقب الالتحام العظمي

Osseo 100

دليل التشغيل



CE صنع في السويد



الشكل 1



الشكل 4




الشكل 3



الشكل 2



الشكل 6



الشكل 5

1. دليل الاستخدام

جهاز Osseo 100+ مُعد لقياس ثبات غرسات الأسنان.
والفئة المستهدفة من المرضى هي المرضى الذين يخضعون لزراعة الأسنان.
مؤشر الاستخدام هو المرضى الذين يخضعون لإجراءات زراعة الأسنان.
موانع استخدام جهاز Osseo 100+ هي أنظمة الزرع التي لا يمكن توصيل MultiTipeg بها لأسباب تتعلق بعدم التوافق الميكانيكي.
وتتمثل الفائدة السريرية المباشرة في أن الطبيب يمكنه الحصول على قيمة موضوعية (قيمة ISQ) لاستقرار الزرعة.

2. المستخدمون المستهدفون

المستفيدون من الرعاية الصحية المهنية ومحيط مرافق الرعاية الصحية المهنية فقط.
يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام الأول.

3. الأشكال ومكونات النظام

الشكل 1 جهاز Osseo 100
مشمول في العبوة

الشكل 2 MultiTipeg Driver
مشمول في العبوة

الشكل 3 نموذج من MultiTipeg
غير مشمول، يباع بشكل منفصل

الشكل 4 محول التيار الكهربائي والمقابس
مشمولة في العبوة

الشكل 5 وضعية القياس
يُوضح كيفية الإمساك بطرف الجهاز باتجاه MultiTipeg أثناء عملية القياس

الشكل 6 اختبار ISQ
غير مشمول، يباع بشكل منفصل

4. المواصفات

- متخذ التيار الكهربائي: 5 فولت تيار مباشر، 1 فولت أمبير
- إدخال الشاحن: 100-240 فولت تيار متردد، 5 فولت أمبير
- وزن الجهاز: 78 جرام
- أبعاد الجهاز: 202 مللي متر × 29 مللي متر × 25 مللي متر
- فئة سلامة الشاحن: EN 60601-1 Class II
- فئة سلامة الجهاز: EN 60601-1 ME Class II
- التوافق الكهرومغناطيسي: B EN 60601-1-2, Class
- الجهاز مُعد للاستخدام الدائم
- يحتوي الجهاز على بطاريات نيكل هيدريد فلز
- نوع البطارية: AAA، قابلة لإعادة الشحن
- الجهد الكهربائي: 1.2 فولت
- التيار: 900 مللي أمبير - ساعة
- الأجزاء المطبقة وفقاً لمعيار IEC 80601-2-60: طرف
- الأداة وجسم الأداة حتى 80 مم من الطرف، MultiTipeg و MultiTipeg Driver.

5. بيئة التشغيل














- درجة الحرارة المحيطة: من 16 إلى 40 درجة مئوية (60 - 104 درجة فهرنهايت).
- الرطوبة النسبية: من 10% إلى 80% رطوبة نسبية.
- الضغط الجوي: من 500 هيكو باسكال إلى 1060 هيكو باسكال (0.5 - 1.0 ضغط جوي).

6. النقل والتخزين

- درجة الحرارة المحيطة: من 20- إلى 40 درجة مئوية (-4 - 104 فهرنهايت)
- الرطوبة النسبية: من 10% إلى 85% رطوبة نسبية
- الضغط الجوي: من 500 هيكو باسكال إلى 1060 هيكو باسكال (0.5 - 1.0 ضغط جوي).

مزود الطاقة (التيار الكهربائي): يستخدم فقط محول التيار الكهربائي والقوايس الموردة.		ينبغي استعمال قطع الغيار الأصلية فقط.	
ينبغي جمع البطاريات بشكل منفصل.		لا يُسمح للمستخدم بإجراء أي تعديلات على هذا الجهاز.	

7. الرموز

تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي بيع هذا الجهاز بواسطة أو بأمر من الطبيب أو طبيب الأسنان.	Rx Only	حافظ عليه جافاً		رقم الكatalog	REF	تحذير	
ينبغي التعامل مع نفايات الجهاز الإلكتروني وفقاً للوائح القانونية المحلية		حدود درجة الحرارة		رقم الشحنة/كود الدفعة	LOT	اتبع تعليمات الاستخدام	
النوع BF للأجزاء الملامسة للجسم		الشركة المصنعة		الرقم التسلسلي	SN	تحذير الحقل المغناطيسي	
حد الرطوبة		تاريخ التصنيع		حد الضغط الجوي		قابل للتعقيم بالأتوكلاف حتى 134 درجة مئوية	
جهاز طبي	MD	علامة سي إي	CE	معرف جهاز فريد	UDI	يُسلم دون تعقيم	

8. المواصفات

جهاز Osseo 100 مُعد لقياس ثبات غرسات الأسنان بقيمة (ISQ). يعمل الجهاز على قياس تردد الرنين لـ MultiTipeg ويعرضه كقيمة ISQ. تعكس قيمة ISQ (من 1 إلى 99) ثبات الزرعة - فكلما كانت القيمة أعلى، كانت الزرعة أكثر ثباتًا.

يقيس الجهاز قيمة ISQ بدقة +/- 1 وحدة ISQ. يمكن أن يتباين تردد رنين MultiTipeg عند تركيبه على زرعة سنوية حتى وحدتي ISQ اعتمادًا على شدة عزم إحكام الربط.



ينبغي تجنب استخدام هذا الجهاز بجانب جهاز آخر أو تركيبه مع جهاز آخر، لأن ذلك قد يؤدي إلى التشغيل غير السليم.

9. MultiTipeg

MultiTipeg مصنوع من مادة التيتانيوم، وله قبضة مدمجة في قمة MultiTipeg Driver. تأكد من عدم وجود أضرار في MultiTipeg قبل الاستعمال. لا ينبغي استخدام أجهزة MultiTipeg تالفة، فقد ينتج عنها قياسات خاطئة.

تتوفر أنواع مختلفة من MultiTipeg، حيث صنعت لتتناسب أنظمة وأنواع غرسات مختلفة. يرجى الرجوع للقائمة المحدثة للمورد.



يجب عدم إجراء القياسات إلا باستخدام أجهزة MultiTipeg الصحيحة. قد يتسبب استخدام جهاز MultiTipeg خاطئ في الحصول على قياسات خاطئة أو في إتلاف الجهاز MultiTipeg أو الزرعة.



يصدر الجهاز نبضات مغناطيسية قصيرة بمدة نبض تبلغ 1 مللي ثانية ووقت +/- 20 غاوس، 10 مم من طرف الجهاز. قد يكون من الضروري اتخاذ احتياطات عند استخدام الجهاز بالقرب من أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة أخرى حساسة للحقول المغناطيسية.

10. الوظيفة التنبؤية

يتم إرسال نبضات مغناطيسية قصيرة من طرف الجهاز لجعل الجهاز MultiTipeg يهتز. تتفاعل النبضات المغناطيسية مع المغناطيس الموجود بداخل MultiTipeg ويتسبب ذلك في اهتزاز جهاز MultiTipeg. وتلتقط أداة الالتقاط في الجهاز الحقل المغناطيسي البديل من المغناطيس المهتز، وتحسب التردد ومن هذا تحسب قيمة ISQ.

11. قيمة ISQ

تُعرض نتيجة ثبات الزرع كقيمة "ISQ". كلما كانت القيمة أعلى، كانت الزرعة أكثر ثباتًا. تم وصف قيمة ISQ في العديد من الدراسات السريرية. ويمكن طلب قائمة بالدراسات من المورد.

12. ثبات الزرعة

يمكن أن يكون للزرعة الواحدة أشكال ثبات مختلفة في اتجاهات مختلفة. تأكد من القياس من اتجاهات مختلفة حول الجزء العلوي من جهاز MultiTipeg.

يوصى بشدة بقياس قيمة ISQ عند وضع الزرعة للحصول على حد أساسي للقياسات المستقبلية. عندما يتم قياس ISQ في مرحلة لاحقة، فإن التغيير في قيمة ISQ سوف يعكس تغييرًا في استقرار الزرعة. بهذه الطريقة، سيمكن تقديم ISQ القرار المتعلق بموعد تحميل الزرعة.

ملاحظة: تعد قيمة الاستقرار عامل إضافي لتحديد موعد تحميل الزرعة. القرار النهائي للعلاج هو مسؤولية الطبيب.

13. البطاريات والشحن

يحتوي الجهاز على اثنين من خلايا بطارية نيكل-هيدريد فلز والتي ينبغي شحنها قبل الاستخدام. يستغرق الشحن بالكامل حوالي 3 ساعات عند 20 درجة مئوية أو 68 درجة فهرنهايت. ستزيد درجة حرارة الغرفة الأكثر دفئًا من وقت الشحن. إذا كان الجهاز مشحونًا بالكامل فيمكنه أن يجري عملية القياس المتواصل لمدة 60 دقيقة قبل أن يحتاج لإعادة شحنه. عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن يضيء ضوء أصفر LED. عندما تصل البطارية إلى مستوى ضعيف جدًا يضيء ضوء أصفر LED وامض. وعندما تصل البطارية إلى مستوى منخفض جدًا، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. يضيء ضوء أزرق LED عندما يتم شحن البطاريات. عندما يتم شحن البطاريات بالكامل، ينطفئ الضوء. لا ينبغي توصيل الشاحن أثناء القياس بسبب خطر تداخل خط الطاقة مما يجعل من الصعب القياس.

14. الاستخدام

تشغيل / توقيف الجهاز

اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز. ينبغي سماع صوت تنبيه قصير ثم تتم إضاءة جميع أجزاء الشاشة لفترة قصيرة. تأكد من إضاءة جميع أجزاء شاشة العرض.

يتم بعد ذلك عرض إصدار البرنامج لفترة وجيزة قبل أن يبدأ الجهاز في القياس. إذا ظهر أي رمز خطأ (EX، حيث يمثل "X" رقم الخطأ) أثناء بدء التشغيل، فيرجى الرجوع إلى فصل "استكشاف الأخطاء/الأعطال وإصلاحها".

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز. سيتوقف الجهاز تلقائيًا عن التشغيل بعد 30 ثانية من عدم الاستعمال.

القياس Osseo 100

يتم تثبيت MultiTipeg (الشكل 3) على الغرسات باستخدام MultiTipeg Driver (الشكل 2). استخدم الشد اليدوي مع تقريبا 6-8 نيوتن سنتمتر من شدة عزم الدوران. شغل الجهاز وأمسك الطرف بالقرب من قمة MultiTipeg (الشكل 5). عند تلقي إشارة، يُسمع صفير، ومن ثم تظهر قيمة ISQ على شاشة العرض لفترة قصيرة قبل أن يبدأ الجهاز في القياس مرة أخرى.

إذا كان هناك ضجيج كهرومغناطيسي، فلن يتمكن الجهاز من القياس. يُسمع تحذير الضجيج الكهرومغناطيسي ويظهر على الشاشة أيضاً. حاول التخلص من مصدر الضجيج. يمكن أن يكون المصدر أي أجهزة كهربائية قريبة من الجهاز.



استخدم دائمًا خيطًا (مثل خيط الأسنان إذا لم تكن الحاجة إلى التعقيم مطلوبة، أو خيطًا جراحيًا عندما تكون ظروف التعقيم ضرورية) لتثبيت MultiTipeg Driver عند العمل داخل الفم.

15. التنظيف والصيانة



ينبغي تنظيف الأجزاء وتعقيمها قبل الاستخدام.

ملاحظة: لا تحاول إزالة طرف الأداة.

15.1 الجهاز

يمكن تنظيف الجهاز باستخدام مناديل مبللة بمحلول منظف لمدة دقيقة واحدة ثم مسحه لمدة دقيقة واحدة باستخدام مناديل مبللة بالماء وخالية من الوبير.

المنظفات المحددة: Neodisher Mediclean forte

يستخدم في الأماكن التي تتطلب التعقيم، يجب تغطية الجهاز بغطاء معقم.

21. معلومات عن التوافق الكهرومغناطيسي

يستوفي الجهاز المتطلبات وفقاً لمعيار EN 60601-1-2 فيما يتعلق بالانبعاثات والحصانة. إذا تأثر أحد الأجهزة الإلكترونية الحساسة بسبب الجهاز، فحاول زيادة المسافة بينهما. لا ينبغي توصيل الشاحن أثناء عملية القياس.

إرشادات وإعلان الشركة المصنعة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية		
تم تصميم جهاز Osseo 100 للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.		
اختبار الانبعاثات	التوافق	المحيط الكهرومغناطيسي - إرشادات
انبعاثات الترددات الراديوية C1SPR11	المجموعة 1	يستخدم جهاز Osseo 100 ملاعة التردد اللاسلكي فقط لوظيفته الداخلية.
انبعاثات الترددات الراديوية C1SPR11	الفئة B	Osseo 100 جهاز يعمل بالبطارية القابلة لإعادة الشحن.
الانبعاثات التوافقية IEC 61000-3-2	غير قابل للتطبيق	
تقلبات الجهد الكهربائي/الانبعاثات الرمزية IEC 61000-3-3	غير قابل للتطبيق	

إرشادات وإعلان الشركة المصنعة - مستويات اختبار الحصانة الكهرومغناطيسية		
تم تصميم جهاز Osseo 100 للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.		
اختبار الحصانة	معايير التوافق الكهرومغناطيسي أو طريقة الاختبار	بيئة مراقب الرعاية الصحية المهنية
التفريغ الكهروستاتيكي (ESD)	IEC 61000-4-2	التلامس $8 \pm$ كيلو فولت الهواء $2 \pm$ كيلو فولت $4 \pm$ كيلو فولت $8 \pm$ كيلو فولت $15 \pm$ كيلو فولت
حقل الترددات الراديوية الكهرومغناطيسية المشعة	IEC 61000-4-3	3 فولت/م 80 ميجاهرتز - 2,7 جيجاهرتز 80% درجة الحرارة المحيطة عند 1 كيلو هرتز
تشكل مجالات القرب معدات اتصال لاسلكية بالترددات الراديوية	IEC 61000-4-3	30 سنتيمتر كحد أدنى للمسافة الفاصلة عن جهاز الإرسال اللاسلكي
تردد الطاقة المقننة للحقول المغناطيسية	IEC 61000-4-8	30 أمبير/م 50 هرتز أو 60 هرتز
الندفاع كهربائي سريع/عابر	IEC 61000-4-4	$2 \pm$ كيلو فولت تردد التكرار 100 كيلو هرتز
موجة تيار من خط إلى خط، موجة تيار من خط إلى الأرض	IEC 61000-4-5	$0,5 \pm$ كيلو فولت، $1 \pm$ كيلو فولت، $2 \pm$ كيلو فولت
الاضطرابات الناتجة عن حقول الترددات الراديوية	IEC 61000-4-6	3 فولت من 0,15 ميجاهرتز إلى 80 ميجاهرتز 6 فولت في نطاقات ISM بين 0,15 ميجاهرتز و 80 ميجاهرتز 80% درجة الحرارة المحيطة عند 1 كيلو هرتز
الخفضات وانقطاع التيار الكهربائي وحالة اضطراب كهربائي عابرة على طول خطوط الإمداد	IEC 61000-4-11	5% UT و 0,5 دورة عند 0 درجة مئوية، و 45 درجة مئوية، و 90 درجة مئوية، و 135 درجة مئوية، و 180 درجة مئوية، و 225 درجة مئوية، و 270 درجة مئوية، و 315 درجة مئوية 0% UT و 1 دورة 70% UT و 30/25 دورة (60/50 هرتز) مرحلة واحدة: عند 0 درجة مئوية 0% UT و 300/250 دورة (60/50 هرتز)


NAKANISHI INC.

700 Shimohinata, Kanuma,
Tochigi 322-8666, Japan
www.nsk-dental.com

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8,
65760 Eschborn, Germany

Manufacturer

Integration Diagnostics Sweden AB 

Furstenbergsgatan 4
416 64 Göteborg, Sweden
www.penguininstruments.com

Specifications are subject to change without notice.



Made in Sweden